

# Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Støttedokument til teknisk standard

Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og

svarrapportering av medisinske tjenester

Støttedokument nr.: HISD 1101: 2015

Utgitt: 05/2015

Bestillingsnummer: IS-2340

Utgitt av: Helsedirektoratet

Kontakt: Seksjon standardisering

Postadresse: Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo

Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01

www.helsedirektoratet.no

# Innholdsfortegnelse

	BRUK AV NORSK LABORATORIEKODEVERK (NLK) I REKVIRERING OG SVARRAPPORTERING AV MEDISINSKE FJENESTER				
Støtt	EDOKUMENT TIL TEKNISK STANDARD	1			
INNHOL	DSFORTEGNELSE	3			
1. BAKG	RUNN	4			
GENER	RELT OM NLK	4			
2. RETNI	NGSLINJER FOR BRUK AV NLK-KODER	5			
2.1. 2.2.	Konsekvenser og endringer				
3. FKSFN	ΛΡΙ FR PÅ BRUK I XMI	6			

## 1. Bakgrunn

Denne rapporten beskriver retningslinjer for hvordan NLK skal benyttes i standardene for "Svarrapportering av medisinske tjenester<sup>1</sup>" og "Rekvirering av medisinske tjenester<sup>2</sup>". Målgruppen for notatet er leverandører som skal implementere meldingene.

Arbeidet med å lage et nasjonalt laboratoriekodeverk startet med å framskaffe nasjonale analyse- eller undersøkelsesregistre innenfor hver laboratoriedisiplin. Med dette som grunnlag ble det i løpet av 2005 utviklet et felles laboratoriekodeverk NEKLAB, Norsk Enhetlig Kodeverk for LABoratoriefagene, for alle laboratoriespesialitetene. Kodeverket skulle kunne brukes både ved private og offentlige laboratorier.

I 2011 ble det gjennomført et arbeid for å forenkle kodeverket. Dette ble sendt ut på høring primo 2012. Høringssvarene ble innarbeidet i kodeverket. Det resulterende kodeverket fikk nytt navn Norsk laboratoriekodeverk (NLK), siden det er ulik struktur i forhold til NEKLAB.

NLK dekker fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, medisinsk genetikk, immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi og patologi. NLK er obligatorisk i elektronisk kommunikasjon mellom laboratorium og eksterne rekvirenter etter 1. oktober 2014.

Dette dokumentet viser hvordan NLK skal benyttes i XML-meldingene, samt hvordan de ulike XML-elementene benyttes for å angi informasjon om prøvemateriale, anatomisk lokalisasjon, metode og enhet.

#### Generelt om NLK

NLK er monoaksialt der hver analyse/undersøkelse har en unik kode. Undersøkelsene er definert gjennom hva som er *system*, *komponent*, *egenskapsart* og *enhet*. Eksempel:

Kode	Norsk bruksnavn	System	Komponent	Egenskapsart	Enhet
NPU19677	U-Albumin	Urin	Albumin	massek.	mg/L

<sup>1</sup> <u>Svarrapportering av medisinske tjenester (HIS 80822:2014)</u> . Se https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/referansekatalogen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> <u>Rekvisisjon - laboratoriemedisin (HIS 1160:2014)</u> . Se https://ehelse.no/standarder-kodeverk-ogreferansekatalog/referansekatalogen

## 2. Retningslinjer for bruk av NLK-koder

I versjon 1.0 av dette dokumentet ble det spesifisert at lokal kode skulle overføres i tillegg til NLK-kode, og disse to kodene skulle overføres i separate XML-elementet. Siden versjon 1.0 ble publisert er det inngått et samarbeid mellom Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet som har resultert i tilgjengeliggjøring av en synonymordliste for laboratorieundersøkelser. Synonymordlisten skal implementeres i fastlegesystemene, og er tilgjengeliggjort for nedlasting også for andre interesserte. Det vil derfor ikke være nødvendig å overføre lokal kode i tillegg til NLK-kode.

#### 2.1. Konsekvenser og endringer

Fagsystemleverandører som sender rekvisisjon og/eller svarrapport må sørge for at lokale analysetabeller mappes til NLK (OID 7280) i de tilfeller hvor samsvarende lokale analyser også finnes i det nasjonale kodeverket. Det er avsendersystemet (rekvisisjon og svar) sitt ansvar at korrekt NLK-kode benyttes ved svarrapportering.

Det er ikke nødvendig å overføre gammel kode hvis man har gått over til NLK ved svarrapportering.

Metode eller andre supplerende opplysninger om undersøkelsen kan angis i elementet @Spec; elementet @Spec kan forekomme flere ganger.

#### 2.2. Overføring av NLK-kode

Ved overføring av NLK-kode skal koden ligge i V-attributtet og Norsk bruksnavn i DN. Kun én NLK-kode pr. undersøkelse kan overføres. Se eksemplet nedenfor:

<Id S="2.16.578.1.12.4.1.1.7280" V=" NPU19677" DN="U-Albumin" />

Eksisterende funksjonalitet i standardene skal benyttes, og for leverandører som har implementert meldingene vil det ikke være behov for å gjøre noen endringer. Selve standarden blir ikke endret i denne omgang.

# 3. Eksempler på bruk i XML

Under vises hvor de enkelte typer opplysninger overføres i meldingen.

Både rekvisisjon versjon  $1.5^3$  og  $1.6^4$ , og svarrapport versjon  $1.3^5$  og  $1.4^6$  kan brukes for å overføre informasjonen som skissert under:

Egenskap	Beskrivelse
Materiale	Materiale overføres i <i>Kodet type analysert objekt (TypeCoded)</i> i klassen <i>Analysert objekt (AnalysedSubject)</i> med bruk av kodeverket Materiale (OID=8351)  Eksempel: <typecoded dn="Sårsekret" s="2.16.578.1.12.4.1.1.8351" v="SAR"></typecoded>
Lokalisasjon	Lokalisasjon overføres i element <i>anatomisk lokalisasjon (AnatomicalOrigin)</i> i klassen <i>Analysert objekt (AnalysedSubject)</i> . Elementet er av datatypen string og tekst brukt i fagsystem må legges inn i dette elementet.
	Eksempel:
	<anatomicalorigin>Legg</anatomicalorigin>
Undersøkelse	Analyse/undersøkelse overføres i <i>Identifikasjon av type undersøkelse (Id)</i> i klassen <i>Undersøkelse (Investigation)</i> med bruk av kodeverket Norsk laboratoriekodeverk (OID=7280)  Eksempler:
	<id dn="Se-morfologi bakterier" s="2.16.578.1.12.4.1.1.7280" v="NPU06075"></id>
Metode	Metode eller andre supplerende opplysninger kan overføres i <i>Ytterligere</i> spesifikasjon (Spec) i klassen <i>Undersøkelse</i> (Investigation). Det er mulig å benytte relevante lokale kodeverk (8212) i dette elementet.
	Merk Metode brukes sjeldent i rekvisisjon
	Eksempel:
	<spec dn="Fotometri" s="2.16.578.1.12.4.1.1.8212" v="9999"></spec>
Enhet	Enhet inngår i NLK-koden. Når NLK-kode brukes, skal enhet samsvare med definisjonen i NLK.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://ehelse.no/Sider/Rekvirering-av-medisinske-tjenester-Laboratoriemedisin-%28v-1-5%29-%28HIS-11602008%29.aspx

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://ehelse.no/Sider/Rekvirering-av-medisinske-tjenester-Laboratoriemedisin-%28v1-6%29-%28HIS-11602014%29.aspx

 $<sup>^5</sup>$ https://ehelse.no/Sider/Svarrapportering-av-medisinske-tjenester--Informasjonsmodell-og-XML-meldingsbeskrivelse-% E2% 80% 93-HIS-808222008.aspx

 $<sup>^6</sup>$ https://ehelse.no/Sider/Svarrapportering-av-medisinske-tjenester--Informasjonsmodell-og-XML-meldingsbeskrivelse-% E2% 80% 93-HIS-808222014.aspx

Egenskap	Beskrivelse		
	Rekvisisjon		
	For rekvisisjon overføres Benevning i <i>Ytterligere spesifikasjon (Spec)</i> i klassen <i>Undersøkelse (Investigation)</i> .		
	Merk: Benevning brukes sjeldent i rekvisisjon		
	Eksempel rekvisisjon		
	<pre><spec dn="gram per desiliter" s="2.16.578.1.12.4.1.1.8364" v="g/dL"></spec></pre>		
	Svarrapport		
	For svarrapport overføres Benevning i <i>Numerisk verdi (NumResultValue)</i> i klassen <i>Numerisk resultat (NumResult)</i> .		
	Eksempel svar		
	<numresultvalue u="mg/L" v="5"></numresultvalue>		

#### Eksempel: XML-struktur i rekvisisjon

#### Eksempel: XML-struktur i svar

```
<AnalysedSubject>
          <TypeCoded S="2.16.578.1.12.4.1.1.8351" V="U" DN="Urin" />
                                                                                                   <!--Materiale-->
</AnalysedSubject>
<ResultItem>
         <InvDate V="2013-12-20T1113:43:00"/>
                                                                                                   <!--Tid-->
         <NumResult>
                   <NumResultValue V="5" U="mg/L"/>
                                                                                                   <!--Benevning-->
         </NumResult>
          <RefInterval>
                    <Descr>4,0 - 11,0</Descr>
         </RefInterval>
         <Investigation>
                    <<u>Id S="2.16.578.1.12.4.1.1.7280" V=" NPU19677" DN="U-Albumin" /> <!--Undersøkelse--></u>
                    <Spec S ="2.16.578.1.12.4.1.1.8212" V ="9999" DN ="Fotometri">
                                                                                         <!--Ytterligere spesifikasjon-->
         Investigation>
</ResultItem>
```